

Поликлональные Антитела К Anti-Psrc1 Для Wb, Elisa - Q6Pgn9

Артикул: CM0021108

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PSRC1 (DDA3), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеальны для исследований митотического веретена и сегрегации хромосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSRC1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DDA3; FP3214; PSRC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84722
ID гена	84722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 человеческого PSRC1 (NP_001005290.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6PGN9
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом