


Поликлональные Антитела Против Ptc3 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - Q96Eу7

Артикул: CM0026838



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PTC3 (mS39). Валидированы для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Обнаруживают белок малой субединицы митохондриальной рибосомы mS39 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондрий и диагностики заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTCD3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	COXPD51; MRP-S39; PTC3
Вид	Человек
GeneID (человек)	55037
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 450–689 человеческого PTC3 (NP_060422.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EY7
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет