


Поликлональное Антитело Кролика Против Ptprf Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10586

Артикул: CM0028452



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PTPRF (LAR), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует перекрестно с белками человека и мыши. Мишень представляет собой рецептор клеточной адгезии с молекулярной массой 213 кДа, обладающий активностью протеинтирозинфосфатазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPRF кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	LAR; BNAH2; PTPRF
Вид	Человек
ID гена (человек)	5792
ID гена	5792
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1016-1250 человеческого PTPRF (NP_002831.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10586
Молекулярная масса белка	213 кДа
Доставка	Сумка-холодильник