

Поликлональные Антитела К Anti-Pts (6-Пирувоилтетрагидробиоптеринсинтаза) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q03393

Артикул: CM0028868



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PTS (6-пирувоилтетрагидробиоптеринсинтазы), подходящие для WB и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Полезны для исследований биосинтеза BH4 и фенилкетонурии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTS Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RTPS; PTS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5805
ID гена	5805
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03393
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом