

Поликлональное Антитело Кролика Против Pus1 Для Вб, Ифа - Q9Y606

Артикул: CM0029340



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого PUS1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований псевдоуридилрования, сплайсинга мРНК и митохондриальных заболеваний. Перекрестно реагирует с человеческим PUS1 молекулярной массой 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PUS1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	MLASA1; PUS1
Вид	Человек
ID гена	80324 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, соответствующий аминокислотным остаткам 308-427 человеческого PUS1 (NP_079491.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y606
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	Холодильный пакет