


Поликлональные Антитела Против Pus10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3Mit2

Артикул: CM0021548



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PUS10, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения путей псевдоуридинилирования тРНК и процессинга миРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PUS10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DOBI; Hup10; CCDC139; PUS10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	150962
GeneID	150962
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q3MIT2
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент