

Кроличьи Поликлональные Антитела К Pvrig Для Вестерн-Блота, Ифа - Q6Dki7

Артикул: CM0023192



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к PVRIG (CD112R), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходят для исследования коингибирующей сигнализации Т-клеток и путей иммунной контрольной точки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PVRIG кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	CD112R; C7orf15; PVRIG
Вид	Человек
ID гена (человек)	79037
ID гена	79037
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 193-326 человеческого PVRIG (NP_076975.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6DKI7
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет