

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pxdn Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92626

Артикул: CM0022472

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PXDN (гомолог пероксидазина). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PXDN
Альтернативные названия	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
Вид	Человек
ID гена	7837
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1320-1479 человеческого PXDN (NP_036425.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92626
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом