

Поликлональные Антитела Против Qdpr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P09417

Артикул: CM0028189



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого QDPR (DHPR, SDR33C1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для исследований биосинтеза тетрагидробиоптерина и фенилкетонурии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	QDPR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
Вид	Человек
GeneID (человек)	5860
GeneID	5860
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-244 человеческого QDPR (NP_000311.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09417
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	В ледяном пакете