

Поликлональное Антитело Anti-Rab20 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nx57

Артикул: CM0019379

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RAB20. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с белком мыши. Поддерживает исследования в области мембранного трафика, созревания фагосом и биологии рака поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB20 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RAB20
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55647
ID гена	55647
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-190 человеческого белка RAB20 (NP_060287.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NX57
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом