

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rab2A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P61019

Артикул: CM0016208



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий RAB2A, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований аутофагии и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RAB2A
Примечания/синонимы	LHX, RAB2, RAB2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5862
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 человеческого RAB2A (NP_002856.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61019
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом