

Поликлональные Антитела Кролика Против Rab31 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

Артикул: CM0026549



введение

Поликлональные антитела кролика к RAB31, валидированные для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/ИФКК и ИФА у человека, мыши и крысы. Изучите роль GTPазы RAB31 в работе аппарата Гольджи, эндоцитозе и созревании фагосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB31 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Rab22B; RAB31
Вид	Человек
GeneID (человек)	11031
GeneID	11031
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-195 человеческого RAB31 (NP_006859.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13636
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет