


Поликлональные Антитела Против Rab3Ip Для Вестерн-Блота, Ифа - Q96Qf0

Артикул: CM0030381



введение

RAB3IP кроличьи поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блота и ИФА у человека, мыши и крысы. Мишень RAB3IP является ГОФ для RAB8A/B, участвует в везикулярном транспорте и цилиогенезе. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB3IP кроличьи пАт
Примечания/псевдонимы	RABIN3; RABIN8; RAB3IP
Вид	Человек
ID гена (человек)	117177
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого RAB3IP (NP_071901.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96QF0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовой пакет