


Поликлональное Антитело Anti-Rabgap1 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Y3P9

Артикул: CM0017989



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на RABGAP1 — активирующий GTPase белок семейства Rab, участвующий в функционировании centrosомы и прогрессии клеточного цикла. Подходит для WB, IHC-P и ELISA; реагирует с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RABGAP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GAPCENA; TBC1D11; RABGAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23637
GeneID	23637
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 830–1069 человеческого RABGAP1 (NP_036329.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y3P9
Молекулярная масса белка	122 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом