


Антитела Кролика Против Rad17 (Поликлональные) Для Wb, Ip, Elisa - O75943

Артикул: CM0027752



введение

Поликлональные антитела кролика против RAD17, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Распознают человеческий RAD17, белок контрольной точки клеточного цикла, участвующий в ответе на повреждение ДНК. Идеально подходят для исследований в области онкологии и изучения репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAD17 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17
Вид	Человек
GeneID (человек)	5884
GeneID	5884
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 391-670 человеческого RAD17 (NP_002864.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75943
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом