

Анти-Rad21 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

Артикул: CM0022492



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого Rad21 (субъединица когезина SCC1). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований в области биологии хроматина, клеточного цикла и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad21 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5885
GeneID	5885
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 281-420 человеческого Rad21 (NP_006256.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60216
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент