


Поликлональные Антитела Против Rad23B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54727

Артикул: CM0016451



введение

Кроличьи поликлональные антитела к Rad23B, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на материале человека, мыши и крысы. Распознают белок Rad23B с молекулярной массой 43 кДа — ключевой фактор репарации ДНК и деметилирования гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad23B кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	P58; HR23B; HNR23B; Rad23B
Вид	Человек
Идентификатор гена	5887
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54727
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет