

Поликлональная Кроличья Антитела К Ramp3 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — O60896

Артикул: CM0029999



введение

Кроличья поликлональная антитела к RAMP3, валидированная для Вестерн-блота, ИФ/ИК и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Исследует участие белка 3, модулирующего активность рецепторов, в сигнализации адреномедуллина и амилиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAMP3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	RAMP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10268
ID гена	10268
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого RAMP3 (NP_005847.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60896
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет