

## Кроличья Rab K Anti-Raph1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - Q70E73

Артикул: CM0015576



### введение

Поликлональные антитела к Anti-RAPH1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Исследуйте динамику ламеллиподий и механизмы клеточной адгезии с помощью этого реагента для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RAPH1 Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Примечания/Псевдоним      | LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 65059                                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 65059                                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого RAPH1 (NP_998754.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                    |
| SWISS                     | Q70E73                                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 135кДа                                                                                                                                                  |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                          |