

Поликлональное Антитело Против Rasgrp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - O95267

Артикул: CM0018243



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RASGRP1, подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследования сигнализации Ras в развитии иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASGRP1 кроличье пАб
Примечания/алиасы	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10125
GeneID	10125
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 598-797 человеческого RASGRP1 (NP_005730.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95267
Молекулярная масса белка	90кДа
Доставка	Холодовая упаковка