


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rbfox1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q9Nwb1

Артикул: CM0030467



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RBFOX1 (также A2BP1, Fox-1 гомолог A) для Вестерн-блоттинга, IF-P и ELISA. Подтверждена перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой; иммуноген - N-концевые 130 аминокислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBFOX1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54715
ID гена	54715
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого RBFOX1 (NP_665900.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWB1
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В пакете со льдом