

Поликлональное Антитело Против Rbm15 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q96T37

Артикул: CM0026934



введение

Кроличье поликлональное антитело к RBM15 обнаруживает RBM15 человека и мыши (107 кДа), прошло валидацию для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Идеально подходит для изучения метилирования т6А, инактивации X-хромосомы и гемопоэтической дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM15 Кроличье поликлональное антитело, pAb
Примечания/Альтернативные названия	ОТТ; ОТТ1; SPEN; RBM15
Вид	Человек
ID гена (человек)	64783
ID гена	64783
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 530-780 RBM15 человека (NP_001188474.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96T37
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Холодовой пакет