

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Rbpms Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q93062

Артикул: CM0016285



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против RBPMS, РНК-связывающего белка, участвующего в регуляции альтернативного сплайсинга. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований в области сосудистой биологии и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBPM5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HERMES; RBPM5
Вид	Человек
ID гена	11030
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-219 человеческого RBPM5 (NP_001008712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93062
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	С ледяным пакетом