


## Анти-Rcl1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y2P8

Артикул: CM0025636



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RCL1 (белок, подобный циклазе 3'-концевого фосфата РНК). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RCL1 кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | RNAC; RPCL1; RCL1                                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена                   | 10171                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого RCL1 (NP_005763.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | Q9Y2P8                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 41кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                    |