

Поликлональное Антитело Anti-Rdm1 (Rad52B) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Ng50

Артикул: CM0030558

введение

Кроличье поликлональное антитело RDM1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на белок человека, содержащий мотив RAD52 1 (RDM1), ДНК/РНК-связывающий белок, связанный с резистентностью к цисплатину.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RDM1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	RAD52B; RDM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	201299
GeneID	201299
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125-284 белка RDM1 человека (NP_663629.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS-PROT (UniProt)	Q8NG50
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом