


Моноклональное Кроличье Антитело К Anti-Rest/Nrsf Для Вб, Ип, Ифа — Q13127

Артикул: CM0007654



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому REST/NRSF (Q13127), валидированное для ВБ, ИП и ИФА. Реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сайленсинга нейронных генов, ремоделирования хроматина и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к REST/NRSF
Примечания/Альтернативные названия	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
Вид	Человек
GeneID	5978
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 человеческого REST/NRSF (Q13127)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13127
Молекулярная масса белка	122 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом