

Поликлональные Антитела К Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q14995

Артикул: CM0020866



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого Rev-erb beta/NR1D2, подходящие для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований циркадных ритмов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rev-erb beta/NR1D2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBBeta; Rev-erb beta/NR1D2
Вид	Человек
GeneID	9975
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-300 человеческого Rev-erb beta/NR1D2 (NP_005117.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14995
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент