


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rfwd2/Cor1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Nhy2

Артикул: CM0017275



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RFWD2/COP1 (E3 убиквитин-протеин лигаза), валидированная для ВБ и ИФА; связывается с аминокислотами 582-731. Подходит для исследований убиквитинации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RFWD2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200
Вид	Человек
GeneID	64326
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 582-731 человеческого RFWD2 (NP_071902.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHY2
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Сумка-холодильник