


Моноклональное Антитело Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q16695 / P68431

Артикул: CM0012061



введение

Мышиное моноклональное антитело против RHOA/RHOB/RHOC, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Белок массой 22 кДа — Q16695 / P68431.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против RHOA/RHOB/RHOC
Примечания/синонимы	ARN9; ARHC; N9; RHON9; RHOA/RHOB/RHOC
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	387/388/389
Идентификатор гена	389/387/388
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого RHOA/RHOB/RHOC (P08134)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Пакет со льдом