


Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Rhogap Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q13017

Артикул: CM0025734



введение

Кроличья поликлональная антитело к RhoGAP (Q13017), валидированная для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА у человека, мыши и крысы. ГТФаза-активирующий белок для семейства Rho. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RhoGAP кроличья пАб
Примечания/алиасы	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	394
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1292-1501 человеческого RhoGAP (NP_001164.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13017
Молекулярная масса белка	172 кДа
Доставка	Айс-пак