


Поликлональные Антитела Против Rhot1/Miro1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Ixi2

Артикул: CM0026150



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RHOT1/MIRO1 (митохондриальная Rho ГТФаза 1), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный белки. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 310-590). Идеально подходят для исследований митохондриального транспорта и деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] RHOT1/MIRO1 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55288
ID гена	55288
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 310-590 человеческого RHOT1/MIRO1 (NP_060777.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXI2
Молекулярная масса белка	71кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент