

Антитело Кролика Поликлональное Против Rig-I/Ddx58 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095786

Артикул: CM0014568



введение

CamelBio предлагает специфическое поликлональное антитело кролика против человеческого Rig-I/DDX58, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и крысиный Rig-I, ключевой рецептор врожденного иммунитета для распознавания вирусной РНК и противовирусной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rig-I/DDX58 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Вид	Человек
GeneID	23586
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 825-925 человеческого Rig-I/DDX58 (NP_055129.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	095786
Молекулярный вес белка	107 кДа
Доставка	Сумка со льдом