

Поликлональное Антитело Против Rmnd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nws8

Артикул: CM0023377

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RMND1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Кросс-реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований митохондриальной трансляции и сборки рибосом. Идеально подходит для разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RMND1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RMND1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	55005
ID гена	55005
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 13-200 человеческого RMND1 (NP_060379.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWS8
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовой пакет