

Поликлональное Антитело Против Rnf125 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q96Eq8

Артикул: CM0015317



введение

RNF125 кроличье поликлональное антитело — поликлональное антитело из кролика, валидированное для Вестерн-блота и ИФА, направленное против человеческого RNF125 — E3 убиквитин-лигазы, регулирующей противовирусный иммунитет и активацию Т-клеток. Подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF125 кроличье пАт
Примечания/алиасы	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Вид	Человек
ID гена	54941
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 41-200 человеческого RNF125 (NP_060301.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96EQ8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодовой пакет