

Поликлональное Антитело Кролика Против Rnf125 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q96Eq8

Артикул: CM0023969



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RNF125, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает белок человека и мыши, направлено на Е3 убиквитин лигазу, участвующую в врожденном иммунитете и активации Т-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	RNF125 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Вид	Человек
ID гена	54941
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-105 человеческого RNF125 (NP_060301.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96EQ8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодопак