

Моноклональное Антитело Против Rnf14 Для Wb, Elisa — Q9Ubs8

Артикул: CM0003601

введение

Кроличье моноклональное антитело против RNF14, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает RNF14 человека, мыши и крысы — ключевую E3-лигазу в контроле качества трансляции и сигнальном пути Wnt. Идеально подходит для механистических и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	RNF14 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	ARA54; HFB30; TRIAD2; HRIHFB2038; RNF14
Вид	Человек
ID гена (человек)	9604
ID гена	9604
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBS8
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет