

Поликлональные Антитела Против Rnf166 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q96A37

Артикул: CM0024785

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RNF166, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения функции E3 убиквитин-лигазы в врожденном иммунитете и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF166 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RNF166
Вид	Человек
GeneID (Человек)	115992
GeneID	115992
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 102-201 человеческого RNF166 (NP_849163.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96A37
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	В ледяном пакете