


Кроличья Моноклональная Антитела К Rnf40 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O75150

Артикул: CM0005876



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого RNF40/BRE1B, валидированная для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими и мышиными белками. Подходит для изучения моноубиквитинирования гистона H2B, эпигенетической регуляции и литического цикла KSHV.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к RNF40
Примечания/алиасы	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Вид	Человек
ID гена	9810
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 231-431 человеческого RNF40 (O75150)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75150
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Хладоэлемент