


Моноклональное Антитело Против Rnf7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Ubf6

Артикул: CM0004145



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок RNF7 (SAG/ROC2/RBX2/CKBBP1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Подходит для исследований убиквитинирования и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNF7 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	SAG; ROC2; rbx2; CKBBP1; RNF7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9616
ID гена	9616
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого белка RNF7 (NP_055060.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9UBF6
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом