

Антитела Кролика Поликлональные Против Rock1 Для Wb, Ip, If, Elisa - Q13464

Артикул: CM0014899



введение

Поликлональные антитела кролика против ROCK1, валидированные для WB, IP, IF-P, ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Ключевой регулятор актина цитоскелета и клеточной полярности, идеален для исследований клеточной подвижности и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROCK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6093
GeneID	6093
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 400-660 человеческого ROCK1 (NP_005397.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13464
Молекулярный вес белка	158кДа
Доставка	Сумка со льдом