

Антитело Кролика Против Rock1 (Поликлональное, Валидировано На Ko) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

Артикул: CM0015011



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого ROCK1, валидированное методом нокаута, для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА. Взаимодействует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследований цитоскелета, полярности клеток и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] ROCK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ROCK-I; P160ROCK; K1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6093
GeneID	6093
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-660 человеческого ROCK1 (NP_005397.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13464
Молекулярный вес белка	158 кДа
Доставка	С ледяным пакетом