


Анти-Ror2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q01974

Артикул: CM0024771



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого ROR2, валидированные для WB и ELISA. Распознают ROR2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt, остеогенеза и развития хряща.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ROR2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Вид	Человек
GeneID	4920
Иммуноген	Синтетический пептид (а.о. 100-200 человеческого ROR2, NP_004551.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01974
Молекулярный вес белка	105 кДа
Доставка	Сумка со льдом