

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rpa70/Rpa1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P27694

Артикул: CM0018051



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPA70/RPA1 (70 кДа субъединица белка репликации А), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Полезно для изучения репликации, репарации и ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против RPA70/RPA1
Примечания/Альтернативные названия	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6117
GeneID	6117
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого RPA70/RPA1 (NP_002936.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27694
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом