


Кроличье Моноклональное Антитело Против Rpb1 Ctd Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P24928

Артикул: CM0008479



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Rpb1 CTD, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ChIP и ELISA. Определяет Rpb1 человека, мыши и крысы (~217 кДа). Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции РНК-полимеразы II. Единый источник реагентов для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Rpb1 CTD
Примечания/Альтернативные названия	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220
Вид	Человек
ID гена	5430
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1611-1710 CTD Rpb1 человека (NP_000928.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярная масса белка	217 кДа/64 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами