


Кроличьи Поликлональные Антитела К Rpl13A Для Wb, Elisa - P40429

Артикул: CM0018767



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку RPL13A (uL13) человека. Валидированы для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функций рибосом, регуляции трансляции и комплекса GAIT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к RPL13A
Примечания/Синонимы	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23521
GeneID	23521
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотной последовательности 1-197 RPL13A человека (NP_036555.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P40429
Молекулярная масса	24 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет