


## Поликлональное Антитело Кролика Против Rpl24 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P83731

Артикул: CM0015039



### введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого RPL24 (рибосомальный белок L24). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Детектирует RPL24 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований трансляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | RPL24 кролик pAb                                                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | L24; eL24; HEL-S-310; RPL24                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (человек)                   | 6152                                                                                                                                  |
| GeneID                             | 6152                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-157 человеческого RPL24 (NP_000977.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                              | P83731                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 18 кДа                                                                                                                                |
| Доставка                           | Холодовая упаковка                                                                                                                    |