


Антитело Кролика Против Rpl27 (Поликлональное) Для Wb, If/Icc, Elisa - P61353

Артикул: CM0013039



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RPL27 (рибосомный белок L27 60S субъединицы, eL27), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения процессинга рибосом и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPL27 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	L27; eL27; DBA16; RPL27
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6155
ID гена	6155
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-136 человеческого RPL27 (NP_000979.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61353
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом