

Анти-Rpn1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, Elisa - P04843

Артикул: CM0015071



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого RPN1 (Рибофорин I), субъединицы комплекса OST массой 69 кДа. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения N-гликозилирования и ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPN1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	OST1; RBPH1; RPN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6184
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-280 человеческого RPN1 (NP_002941.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04843
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом