

Поликлональное Антитело Против Rps10 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ип, Ифа — P46783

Артикул: CM0025862



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RPS10 (рибосомальный белок 40S S10), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для изучения функции рибосом, процесса трансляции и исследований анемии Даймонда-Блэкфана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS10 кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	S10; DBA9; eS10; RPS10
Вид	Человек
ID гена (человек)	6204
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-165 человеческого RPS10 (NP_001190174.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46783
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С ледяным пакетом