


Кроличья Поликлональная Анти-Rps14 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафиновых Срезов, Иф/Ицх, Ифа - P62263

Артикул: CM0025650



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RPS14 (40S рибосомный белок S14), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафиновых срезов, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований биогенеза рибосом и ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RPS14 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	S14; EMTB; uS11; RPS14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6208
GeneID	6208
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-151 человеческого RPS14 (NP_005608.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафиновые срезы, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62263
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом